

致(To): 松山湖材料实验室

梅特勒托利多-同步热分析仪产品方案

序号		数量
	软件方案	
1	<p>STARe软件以Windows 7或10为操作系统:多任务、多用户操作。集成数据库、FlexCal校准方法、用于系统配置的安装视窗、多模块操作、OneClick一键操作,基本热分析数据处理(起始点、终止点、起始点/终止点、面积积分、峰温、步阶值、最小最大值、点值、曲线切割、程序段分开、一阶微分)、ADSC, DSC纯度、自动评估/确认等均为默认配置。</p> <p>Routine Window (常规操作软件)</p> <p>多至10个程序段的常规测试方法编辑,输入样品和通过样品缓存器开始/停止实验及校准的实验编辑等。</p>	1套
	硬件方案	
2	TGA/DSC 3+ / 1600 HT 室温-1600°C 标配内置气体控制器GC301(TGA);三路气体/可切换;(1个质量流量计)	1套
3	梅特勒高端百万分之一天平,XP1 Balance (XP1热重天平) 内双砝码结构,开机自动实现天平校准,避免人为操作的误差 横式炉体结构,配置恒温水浴系统 称量准确度:0.005% 称量精度:0.0025%	1套
4	自动进样器系统	1套
5	Special Pt Gripper(自动进样器铂金坩埚专用抓手)	1套
6	TGA DSC Sensor HT (TGA DSC传感器HT)(至尊型)	1套
7	DC-40MT恒温水浴系统	1套
8	10-100气体流量计系统	1套
9	Platinum crucibles 70ul(with lid) (70ul铂坩埚/带盖) 4片装/盒	3盒
10	50ul 陶瓷坩埚	1盒
方案总价: 98558USD		
付款方式	合同签订,预付30%货作为预付款,发货前支付剩余70%尾款作为发货款。	
报价方:	北京润程瀚纳科技有限公司	
报价联系人:	王强13552393115	

